



シルバーカー

カノン

[取扱説明書] [保管用]

この取扱説明書は必ずお読みいただき、大切に保管してください。

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

⚠ この製品は主として自立歩行できる高齢者が、より安定して歩行できるように補助的に使用するものです。（手すり等の固定したものにつかまらなければ歩行できない人や、介助者に手伝ってもらわなければ歩行できない人には適しません）

使用に適しているかどうか不明な場合、必要に応じて専門家（福祉用具専門相談員、作業療法士、理学療法士等）に相談し、購入されることをお勧めします。

なお、ご使用になる前に、この説明書の内容をよくお読みいただき、十分ご理解された上、ご使用ください。

目 次

警告事項・・・・・・・・・・	1	座面の使用方法・・・・・・・・	5
注意事項・・・・・・・・・・	1～2	ブレーキの調整方法・・・・・・・・	5
各部の名称・・・・・・・・・・	3	ブレーキの設定方法・・・・・・・・	5
車体のひろげ方・・・・・・・・	3	キャスターの操作方法・・・・・・・・	6
車体の折りたたみ方・・・・・・	4	傘止めバンドの使い方・・・・・・・・	6
ハンドルの高さ調節・・・・・・	4	故障かなと思ったら・・・・・・・・	6
ハンドブレーキの操作方法・・・・	4	保証書・・・・・・・・・・	7
カゴの載せ方・・・・・・	4	SGマーク・・・・・・・・・・	7
駐車用ストッパの操作方法・・・・	5		

製品に不具合が発生した場合、まずはご購入販売店に連絡してください。

島製作所 お問い合わせ窓口 TEL:050-3385-7668 mail:shima@bi.mbn.or.jp
受付時間：9：00～17：00 土、日、祝日休み

ご使用にあたっては、体調の状態により危険なこともありますので、ご自身で利用できるかご判断ください。

- ・加齢等によって歩行機能が低下し、この製品が合わなくなり、危険となる場合があります。
- ・短距離でも室内や屋外での移動が困難になった場合には、使用しないでください。
- ・この製品が適切かどうか、定期的に専門家等に相談し、確認してください。

転倒や故障の防止のために、下記の事項を必ず守ってください。



警告事項

転倒など、重大な事故につながる恐れがあります。

- バス・電車、エスカレーターや階段では使用しないでください。
- 雨・雪・凍結など、滑りやすい所では十分注意してください。
- 交通量の多い所、混雑している所、及び、夜間の使用は十分注意してください。
- 段差や溝などにつまずくと、転倒する恐れがありますので、十分注意してください。また段差を斜めに進入することは止めてください。段差の手前では、必ず一旦止まり、十分注意して慎重に段差を越えてください。
- 踏切を横断する場合、段差に十分注意してください。特に、警報機の音が鳴ったときに慌てて転倒したり、車輪が溝にはまるなど、大変危険な場合がありますので、同伴者付き添いのもと、横断されることをお勧めします。
- 車体の組み立て、及び調整は確実に行ってください。
- 使用される前に、必ず固定用ロックが確実にかかっていることを確認してください。固定用ロックがかかっていないと、車体が折りたたまれ、大変危険です。
- 車体を片手で押して、使用しないでください。
- ハンドルの高さ調節部(左右)が固定されているか、確認してください。
- ハンドルに寄りかかったり、荷物を吊るすなど、過度の荷重をかけると、車体だけが前に動き、転倒する恐れがあります。
- 屋外では、買い物カゴを載せて使用しないでください。
- 踏み台として使用しないでください。
- 坂道などの斜面では、座らないでください。
- 座面を使用する場合は、必ず駐車用ストッパレバーを使い、左右両輪に駐車用ストッパがかかった状態にし、車体が動かないことを確認してください。
- 座面以外の所には、座らないでください。
- 座面に浅く座らないでください。
- 座面から立ち上がるときは、車体が動かないことを確認してから、ゆっくりと行ってください。
- 乳幼児や子供に操作させないでください。また、座面上に立たせないでください。
- 乳幼児や子供の手の届く所に放置しないでください。
- 分解・改造はしないでください。



注意事項

思わぬケガをする恐れがあります。

※ 使用前

- ハンドルの高さを変えると、ブレーキの利き具合が変わりますので、ハンドルの高さ調節をされた場合は、P5 **ブレーキの調整方法** を参照して、ブレーキの調整をしてください。
(初期ブレーキ設定は、ハンドルの高さが最下段位置で調整されています)
- 製品各部を点検(特にハンドブレーキや駐車用ストッパの左右両輪の利き具合、車輪及びブレーキ金具の摩耗、車体を押したときのグラつきの確認)をして、調整は確実に行ってください。
フレームや各部に亀裂・破損・変形などがある場合は使用しないでください。

※ 使用中

- 最大使用者体重は 80kg です。(ご使用される方の体重が 80kg 以下の方に限ります)
- バッグの載荷重は最大 8kg です。
(座面の上に載せて使用する買い物カゴと、中に入れる荷物を含めて、8kg を超える荷物は載せないでください)
- 重い荷物は、買い物カゴ・バッグの底部に入れてください。
- 買い物カゴ・バッグ以外の所に荷物を載せないでください。
- 車体に買い物カゴを載せないときは、座面を座れる様に戻してください。
- ハンドルなどに荷物を吊るしたりしないでください。
- 座面に人を乗せたまま、押さないでください。
- 乳幼児・子供・動物を買い物カゴ・バッグに乗せないでください。
- 車体の開閉操作時には、乳幼児や子供を近づけないでください。
- バッグに荷物を入れたまま、車体の開閉操作をしないでください。
- ブレーキ操作・駐車用ストッパの操作をする際、指を挟まないように注意してください。
- 駐車用ストッパがかかった状態で、車体を押さないでください。
- 車体を折りたたむときは、指を挟まないように注意してください。
- 車体から離れるときは、必ず駐車用ストッパをかけてください。
- 火気の近くでは使用しないでください。(樹脂が変形し、性能を維持できなくなります)
- 砂利・砂・泥のある所、特に水たまりでの使用、放置はしないでください。
- 用途以外には使用しないでください。

※ 使用後 (保管・お手入れ)

- 火気の近く、高温多湿の場所での保管は避けてください。
- 雨ざらしにしないでください。サビや劣化の原因になります。
- お手入れやメンテナンスの際に、バネの先端や突起物などで、ケガをしないように注意してください。
- 車体が濡れたときは、乾いた布で拭き取ってください。
- シンナー・ベンジンなどの有機溶剤で、車体・座面・バッグを拭かないでください。
- 座面・バッグなどの生地汚れは、柔らかい布で拭いてください。
- フレームや車輪の砂や泥などの汚れは放置せずに、必ず拭き取ってください。
- 長期間使用しない場合は、汚れを落として、高温多湿の場所を避け、日陰で保管してください。
また、駐車用ストッパをかけた状態ですと、後輪が凹む恐れがありますので、駐車用ストッパをかけなくても、自立できる場所での保管をお勧めします。
- 寒暖の差が激しい所での保管は、座面・バッグの変色や硬化、車体の劣化、動作不良などの原因となる場合があります。
- 車輪・車体がきしむときは、汚れ等を拭き取ってから連結部等に潤滑油を数滴さしてください。
その後、回転及び、折りたたみ操作を 2 ～ 3 回繰り返してください。
- 非常口・消火器・消火栓の前に放置しないでください。
- 定期的に各部 (車輪やブレーキなど) の破損・緩み・摩耗などがいないかを点検し、必要に応じて、調整または交換をしてください。
- 定期的に各部のリベット・ネジなどが緩んでいないかを確認してください。
- 取扱説明書は大切に保管してください。

※ 廃棄について

- 各自治体の指示に従って、処分してください。


各部の名称

使用時サイズ : 約 H80 × W46 × D53 cm


収納時サイズ : 約 H85 × W46 × D26 cm

座面の高さ : 約 45cm


重量 : 約 4.5kg



車体のひろげ方



2 使用される前に、必ず**固定用ロック**が確実にかかっていることを確認してください。
(**固定用ロック**がかかっていると、広げた車体が折りたたまれ、大変危険です)




- 注**
- ブレーキワイヤーなどが引っかからないように注意してください。
 - ひろげるときに指を挟む恐れがありますので、注意してください。

車体の折りたたみ方


ハンドルと座面前部を持ち、内側に挟み込むように折りたたみます。

注

- 荷物を入れたまま、折りたたまないでください。
- 折りたたむときに指を挟まないように、注意してください。




ハンドルの高さ調節




注

1. 左右の高さ調節キャップを引き上げてください。
 2. 左右の高さ調節ピンを抜いてください。
 3. 5段階の中から、お好みの高さに合わせたら、左右の高さ調節ピンをしっかりとめ込んでください。
 4. 左右の高さ調節キャップを元の位置に戻してください。
- 一番高い、5段目から上には引き上げないでください。
 - 左右同じ高さであることを確認して固定してください。
 - 高さ調節ピンをはめ込んだ後、必ず高さ調節キャップを元の位置に戻してください。
 - 高さ調節を行う際、高さ調節ピンを落としてなくさないように注意してください。
 - フレームのガタつきがないか、確認してください。
 - 高さ調節の設定後、イラストのようにブレーキワイヤーが上にあがってしまった場合、下にひっぱり、正しい位置に移動させてください。



ハンドブレーキの操作方法

ハンドブレーキレバーを握れば、後輪にブレーキがかかります。




注

- ハンドルとハンドブレーキレバーの間に指を入れたまま操作しないでください。
- ブレーキは構造上、自動車のブレーキのように利かないので過信しないでください。
- ブレーキワイヤーが折れ曲がった場合、ブレーキの利が悪くなりますので、ブレーキワイヤーの交換を依頼してください。

カゴの載せ方

1 座面部をイラストの矢印を参考に引き上げてください。



2 買い物カゴをカゴ受け部分で受け止めて載せてください。

- ※ 買い物カゴを載せる向きは、イラストを参照し、買い物カゴがカゴ受け部分で固定できる向きで、載せてください。
- ※ 買い物カゴの形状によっては、載せることができない場合がございます。




注

- 買い物カゴは中央に、しっかりと載せてください。
- 買い物カゴを載せた状態で、段差を越える場合は、買い物カゴが落下する恐れがありますので、十分注意してください。
- 買い物カゴを載せたときに、大きさに問題が無いこと、グラつき等が無いことを確認してください。
(買い物カゴの形状によっては使用できない場合があります)
- 急に方向を変えると、バランスが崩れ、買い物カゴの落下や、車体が転倒する恐れがあります。
- 重い荷物を入れる場合、荷物は後方に入れ、片寄らないようにしてください。
- スーパーなどの店舗内以外では、買い物カゴを載せて使用しないでください。

駐車用ストッパの操作方法

1. 駐車用ストッパレバーを上げると、後輪がロックされます。
2. 駐車用ストッパレバーを下げると、ロックが解除されます。




注

- 駐車用ストッパのかかった状態（後輪がロックされた状態）で車体を押さないでください。
- 座る場合や車体から離れる場合は、必ず駐車用ストッパをかけてください。
- 構造上、自動車のブレーキのような停止効果はありませんので、坂道などでは腰掛けしないでください。

座面の使用方法


座るときは、駐車用ストッパをかけ、座面全体に体重が均等に加わるように、ゆっくりと座面の中央部に座ってください。

駐車用ストッパがかかっている状態（ロック）



注


- 車体が完全に開いた状態で固定されているか確認してお座りください。
- 浅く座ったり、後方に力をかけすぎた場合、車体が動いてバランスがくずれる恐れがありますのでご注意ください。
- 坂道など斜面では座らないでください。
- 最大使用者体重は 80kg です。体重が 80kg を超えられている方はご使用できません。
- カゴ受けを出したままでは座らないでください。



ブレーキの調整方法

ブレーキの利きが悪くなった場合に調整してください。

- ※ ハンドルの高さを変えると、ブレーキの利きが悪くなる場合がありますので、調整してください。
- ※ 駐車用ストッパをかけていない状態で、後輪とブレーキ金具の間が約 2mm 空くように調整してください。
- ※ 調整が終わったら、ハンドブレーキレバーを握り、ブレーキが利くか確認してください。




〈ブレーキをきつくする場合〉

②を「しめる」方向に回してブレーキをきつくし、①を時計回りで、締めきって、固定してください。

〈一度きつくしたブレーキを緩くする場合〉

ブレーキを緩めたいときは、①を反時計回りで緩め、②を「ゆるむ」方向に回し、①を時計回りで、締めきって、固定してください。



ブレーキの設定方法

上記 **ブレーキの調整方法** でもブレーキが利かない場合は、ブレーキの再設定をする必要があります。


- ※ ブレーキの再設定前に、駐車用ストッパをかけていない状態にし、ブレーキ調節ネジ①と②を時計回りで完全に締めきってください。

- ※ ラジオペンチ ・ 10 mm ラチェットレンチ (またはスパナ) をご使用ください。



10 mm ラチェットレンチでナットを緩め、ブレーキワイヤーをラジオペンチで下方向にたるみをなくす程度に引っ張りながら、後輪とブレーキ金具の間を約 2 mm の状態を保ちつつ、ナットを 10 mm ラチェットレンチで締めてください。



- ※ 上記の方法でも、ブレーキが利かない場合は、ご購入販売店にご連絡ください。




- 注** ブレーキの設定は非常に重要です。ブレーキが利かない場合、駐車用ストッパがかからない場合、重大な事故につながります。設定後は、駐車用ストッパがかかっているか確認してください。(P5 **駐車用ストッパの操作方法** を参照) 駐車用ストッパを解除後、ゆっくりと歩きながらブレーキレバーを握り、ブレーキが利くか確認してください。

キャスターの操作方法

キャスター回転止めレバーを下げて、曲る方向に力を入れると、左右各 60 度の角度で、車輪が方向転換できます。直進状態でキャスター回転止めレバーを上げると、ロックがかかります。(方向転換ができなくなります)




注 キャスター回転止めレバーは、左右同じ状態にしてください。



キャスター回転止めレバー

傘止めバンドの使い方



傘止めバンドを外し、傘・ステッキの先端を傘受けブラケットに入れ、傘止めバンドを傘・ステッキに巻いて固定してください。

- 注**
- 傘・ステッキは、傘止めバンドでしっかりと固定してください。
 - 先端の直径が 39mm 以上の傘・ステッキは、傘受けブラケットに入りません。

故障かなと思ったら・・・

状 況	原 因	対処方法
ハンドルがグラグラと動く	① 固定用ロックが確実にかかっていない ② ハンドルの高さ調節部がしっかりと固定されていない	① 両側の固定用ロックが確実にかかっているか、確認してください ② 取扱説明書 P4 の ハンドルの高さ調節 をお読みになり、確実に高さ調節を行ってください
駐車用ストッパまたはハンドブレーキが利かない	① バネの劣化 ② 車輪の摩耗 ③ 車輪の破損 ④ 連結部のサビ ⑤ ブレーキワイヤーの折れ曲がり ⑥ ブレーキ金具の曲がり・破損	① バネの交換(ご購入販売店に依頼) ② 車輪の交換(ご購入販売店に依頼) ③ 車輪の交換(ご購入販売店に依頼) ④ 潤滑油を注油する ⑤ ブレーキワイヤーの交換(ご購入販売店に依頼) ⑥ ブレーキ金具の交換(ご購入販売店に依頼)
キャスターが回転しない	① キャスターの回転軸に、土や砂が混入 ② バネの劣化	① キャスターを手で回転させて、土や砂を落としてから、回転軸のすきまに潤滑油をさしてください ② バネの交換(ご購入販売店に依頼)

その他、車輪や車体の破損・異常が発生した場合、そのままご使用にならず、ご購入販売店に点検・修理・パーツの交換を依頼してください。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、
ご了承ください。

※取扱説明書に使用されているイラストは、説明をわかりやすくするため
の物ですので、現物とは多少異なることがあります。

MADE IN VIETNAM 24.10



株式会社 島製作所

〒547-0001 大阪市平野区加美北3丁目12-5
TEL 06-6793-0991 FAX 06-6793-0992

