

# シンフォニーワイドSP メンテナンスチェックリスト

No.1

購入年月日      年      月      日					
車体識別NO.	メンテナンス実施者				
<b>1. バッグ部システムの点検</b> [メンテナンスガイドP.1～P.3]  ①取扱説明書のバッグ内の有無 ----- ②バッグ部本体（3点）全てのホックを留めることが出来る ----- ③バッグ部本体（3点）にほつれ、破れ、汚れがない ----- ④本体表示の汚れや破れがない 座面部裏面 ----- ⑤バッグの底板（有無）と割れがない ----- ⑥底板のホックをバッグ底に留められる ----- ⑦傘止めバンドの有無 左1ヶ所 ----- ⑧肘置きクッションの汚れ、破れがない 左右2ヶ所 ----- ⑨ハンドルカバーの汚れ、破れがない 1ヶ所	必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /	
	弊社ホームページ よりダウンロード	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	バッグ部系統 w06000 w06001 ws0600 ws0601	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	バッグ部系統 w07000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	バッグ部系統 w06000 w06001 ws0600 ws0601 w07000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	バッグ部系統 w16000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	バッグ部系統 w62000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	バッグ部系統 w69000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>2. 補修スプレーの使用（外観点検）</b> [メンテナンスガイドP.3] ※本体からバッグ3点を取り外してください  ①フレーム部分に塗装剥げや傷がない				
	補修系統 w17000 w17001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. フレームの点検</b> [メンテナンスガイドP.4] ※フレームの歪みや凹み、錆の点検  ①フレームに歪み、がたつきがない ----- ②フレームに凹みがない ----- ③フレームに錆がない ----- ④肘掛樹脂部ががたつき、割れ（ひび）、傷がない					
<メーカー修理> 本体系統 w01000 w01001 ws0100 ws0101	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
本体系統 w01000 w01001 ws0100 ws0101	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
本体系統 w01000 w01001 ws0100 ws0101	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>4. フレームの開閉点検</b> [メンテナンスガイドP.4] ※可動部の性能点検  ①スムーズに車体を折りたたむことが出来る ----- ②スムーズに車体を開くことが出来る ----- ③車体を開いた状態で、座面がスムーズに上げ下げが出来る ----- ④フレームを折りたたんだ時、手を離しても車体は自立している ----- ⑤開閉用ロックレバーが確実にかけることが出来る					
<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<メーカー修理> 樹脂パーツ② w37000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>5. ハンドルの高さ調節部点検</b> [メンテナンスガイドP.4] ※可動部の性能点検  ①ハンドルの高さを調節する時、スムーズにハンドルを上げ下げ出来る					
<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

シンフォニーワイドSP メンテナンスチェックリスト

No.2

6. 溶接部分の点検 [メンテナンスガイドP.5]	必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /
※がたつき、外れの点検  ①前脚下部 左右2ヶ所	本体系統 w01000 w01001 ws0100 ws0101	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②後脚ブレーキ調節部 左右2ヶ所	本体系統 w01000 w01001 ws0100 ws0101	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ブレーキプレート部 左右2ヶ所	本体系統 w01000 w01001 ws0100 ws0101	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④背もたれパイプ上部 左右2ヶ所	本体系統 w01000 w01001 ws0100 ws0101	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤背もたれパイプ下部 左右2ヶ所	本体系統 w01000 w01001 ws0100 ws0101	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥座面受け部 左右2ヶ所	本体系統 w01000 w01001 ws0100 ws0101	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑦座面受け部後側U字型パイプ部 左右2ヶ所	本体系統 w01000 w01001 ws0100 ws0101	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑧座面可動パイプ部 左右2ヶ所	本体系統 w01000 w01001 ws0100 ws0101	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑨座面受け可動パイプ部 左右2ヶ所	本体系統 w01000 w01001 ws0100 ws0101	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7. リベット部の点検 [メンテナンスガイドP.6]</b>				
※錆や外れ、がたつきの点検				
①肘置きクッション取付樹脂部 左右2ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②ハンドル樹脂底部 左右2ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③キャスター切り替えレバー部樹脂部 左右2ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④車体折りたたみ開閉用バネ掛け部 左右2ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤座面可動パイプ三角板部 左右4ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥車体折りたたみ開閉用バネ掛け部（プレート側） 左右2ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑦肘掛樹脂部 左右2ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑧ブレーキプレート部 左右2ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. フレームの点検 4. フレームの開閉点検 5. ハンドルの高さ調節部点検  
6. 溶接部分の点検 7. リベット部の点検

上記項目の点検作業で異常があれば、これより先の点検作業でパーツ交換を行っても異常が改善されない場合があります  
特に「フレームの歪み」は車輪の可動、ブレーキの制動に大きく影響します  
※フレームの歪み具合により修理が出来ない場合もあります  
※フレームの凹みは製品の構造上、修理は出来ません（本体系統 w01000 w01001 ws0100 ws0101：フレーム交換推奨）  
※溶接部分の異常は金属の性質上、修理は出来ません（本体系統 w01000 w01001 ws0100 ws0101：フレーム交換推奨）

## シンフォニーワイドSP メンテナンスチェックリスト

No.3

8. シール系統の点検 [メンテナンスガイドP.7]	必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /
※剥がれや汚れの点検				
①反射シール 前後左右脚部 4ヶ所	シール系統 w10000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②ブレーキシール ハンドル部左右4ヶ所	シール系統 w13000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ブレーキ調節シール 左右2ヶ所	シール系統 w15000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④前輪キャスターシール 左右2ヶ所	シール系統 w09000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤サイズシール (小タイプのみ) 後脚左1ヶ所	シール系統 ws1200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥踏込み注意シール 1ヶ所	シール系統 w05700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9. バネ系統の点検 [メンテナンスガイドP.7]</b>				
※バネの外れや緩み、錆の点検				
①後輪ブレーキバネ 左右2ヶ所	バネ系統 w18000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②前輪キャスターバネ 左右2ヶ所	バネ系統 w19000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③車体折りたたみ開閉用バネ 左右2ヶ所	バネ系統 w20000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④座面折りたたみバネ 左右2ヶ所	バネ系統 w21000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>10. ネジ系統の点検 [メンテナンスガイドP.8]</b>				
※ネジの抜け落ちや緩み、錆の点検				
①ブレーキ本体ネジ 左右2ヶ所	ネジ系統 w22000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②ブレーキレバー部ネジ 左右2ヶ所	ネジ系統 w23000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③前輪キャスター受けネジ 左右2ヶ所	ネジ系統 w24000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④肘掛け樹脂部止めネジ 左右2ヶ所	ネジ系統 w25000 w25001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ワイヤー流れ止めネジ (下部) 左右2ヶ所	ネジ系統 w26000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥車体開閉用バネ部サイドネジ 左右2ヶ所	ネジ系統 w58000 w58001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑦本体ネジ (開閉用ロック有側) 左1ヶ所	ネジ系統 w59000 w59001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑧本体ネジ (開閉用ロック無側) 右1ヶ所	ネジ系統 w60000 w60001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑨背もたれパイプ止めネジ (上部) 左右2ヶ所	ネジ系統 w63000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑩背もたれパイプ止めネジ (下部) 左右2ヶ所	ネジ系統 w64000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑪傘受けブラケットネジ 左1ヶ所	ネジ系統 w27000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑫ハンドル高さ調節部六角ボルト 左右2ヶ所	ネジ系統 w28000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑬ハンドル高さ調節部ノブナット 左右2ヶ所	ネジ系統 w29000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑭ハンドル高さ調節部波型ワッシャー 左右2ヶ所	ネジ系統 w30000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## シンフォニーワイドSP メンテナンスチェックリスト

No.4

	必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /
<b>1 1. 樹脂パーツ①の点検 [メンテナンスガイドP.9]</b>				
※樹脂の割れ（ひび）や傷、汚れの点検				
①パイプエンドツメ6分パイプ用②（座面横部φ14） 左右2ヶ所	樹脂パーツ① w31000 w31001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②パイプエンドツメ6分パイプ用①（座面受け部φ13） 左右2ヶ所	樹脂パーツ① w74000 w74001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③パイプエンドツメ5分パイプ用①（座面折りたたみ可動パイプ部φ12） 左右2ヶ所	樹脂パーツ① w75000 w75001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④パイプエンドツメ5分パイプ用②（座面受け可動パイプ部φ13） 左右2ヶ所	樹脂パーツ① w76000 w76001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤パイプエンドツメ4分パイプ用①（ブレーキプレート部φ11） 左右2ヶ所	樹脂パーツ① w33000 w33001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥傘受けブラケット 左1ヶ所	樹脂パーツ① w36000 w36001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1 2. 樹脂パーツ②の点検 [メンテナンスガイドP.10]</b>				
※樹脂の割れ（ひび）や傷、汚れの点検				
①ブレーキタイヤ押さえ 左右2ヶ所	樹脂パーツ② w57000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②開閉用ロックレバー 左1ヶ所	樹脂パーツ② w37000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ワイヤー流れ止め 左右2ヶ所	樹脂パーツ② w38000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1 3. 車輪システムの点検 [メンテナンスガイドP.10]</b>				
※樹脂の割れ（ひび）や傷、汚れの点検 ※車輪部の劣化点検				
①車輪 前後6本	車輪系統 w39000 w39001 w40000 w40001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②車輪キャップの有無 前後6ヶ所	車輪系統 w41000 w41001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③前輪キャスター受け 左右2ヶ所	車輪系統 w42000 w42001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④前輪キャスター 左右2ヶ所	車輪系統 w46000 w46001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤キャスター切り替えレバー 左右2ヶ所	車輪系統 w47000 w47001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥車輪止めナット 前後左右4ヶ所	附属パーツ系統 w43000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1 4. ブレーキ系統・附属パーツ系統の点検[メンテナンスガイドP.11]</b>				
※樹脂の割れ（ひび）や傷、汚れの点検				
①ブレーキレバーパイプ一体型 1ヶ所	ブレーキ系統 w68000 w68001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②ブレーキワイヤーに折れ曲がりや金属部に錆がない 左右2ヶ所	ブレーキ系統 w49000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ワイヤー止めナットの抜け落ちやゆるみ、錆がない 左右2ヶ所	ブレーキ系統 w50000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ブレーキ調節ネジ 左右2ヶ所	ブレーキ系統 w51000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ブレーキワイヤーエンドかぶせの有無 左右2ヶ所	附属パーツ系統 w52000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# シンフォニーワイドSP メンテナンスチェックリスト

No.5

	必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /
<b>1 5. 車輪系統可動部の性能点検 [メンテナンスガイドP.11]</b>				
※車輪の可動点検				
①前輪がスムーズに回転する 前4本	車輪系統 w44000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②後輪がスムーズに回転する 後2本	車輪系統 w45000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③キャスター切り替えレバーを固定位置（下げた状態）で尚且つ キャスター回転止めレバーを固定位置（上げた状態）で車体を 前方へ軽く押した時、前輪と後輪が空回りせず車体が動く	車輪系統 w39000 w39001 w40000 w40001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
※キャスターの可動点検 [メンテナンスガイドP.12]				
①キャスター回転止めレバーが上下に可動する 左右2ヶ所	車輪系統 w46000 w46001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②キャスター切り替えレバーが上下に可動する 左右2ヶ所	車輪系統 w47000 w47001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③キャスター切り替えレバーを固定位置（下げた状態）で尚且つ キャスター回転止めレバーを下げた状態で前輪を右60度位置に保ち 前輪を持ち上げた時スムーズに前輪が正面方向に転換する 左右2ヶ所	バネ系統・車輪系統 w19000 w46000 w46001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④キャスター切り替えレバーを固定位置（下げた状態）で尚且つ キャスター回転止めレバーを下げた状態で前輪を左60度位置に保ち 前輪を持ち上げた時スムーズに前輪が正面方向に転換する 左右2ヶ所	バネ系統・車輪系統 w19000 w46000 w46001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤キャスター切り替えレバーを360度回転位置（上げた状態）で尚且つ キャスター回転止めレバーを下げた状態で前輪を持ち上げ、前輪キャスターを 右回転、左回転共に360度ずつスムーズに手で回転させることができる 左右2ヶ所	車輪系統 w46000 w46001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1 6. 走行点検 [メンテナンスガイドP.13]</b>				
①キャスター切り替えレバーを固定位置（下げた状態）で尚且つ、キャスター 回転止めレバーを固定位置（上げた状態）で車体を違和感なく前方へ押せる	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②キャスター切り替えレバーを固定位置（下げた状態）で尚且つ キャスター回転止めレバーを下げた状態で車体を前方へ動かした時 前輪キャスターがスムーズに左右60度ずつに方向転換が出来る	バネ系統・車輪系統 w19000 w46000 w46001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③キャスター切り替えレバーを360度位置（上げた状態）で尚且つ キャスター回転止めレバーを下げた状態で車体を前方へ動かした時 前輪キャスターがスムーズに左右360度方向転換が出来る	バネ系統・車輪系統 w19000 w46000 w46001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④車体をゆっくりと前方へ走行させながらブレーキレバーを握り 車体を制動させることができる	パーツ交換マニュアル P.3～P.5 ブレーキ設定参照	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤車体をひろげた状態で尚且つ静止させた状態でブレーキレバーを 下げれば駐車用ストッパがかかる	パーツ交換マニュアル P.3～P.5 ブレーキ設定参照	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 1 7. 点検の終了にあたって [メンテナンスガイドP.14]

・バッグ部本体（3点）をフレームに装着してください

・バッグに取扱説明書を入れてください

※車体の保管の際、駐車用ストッパをかけた状態で保管された場合は後車輪が凹んでしまう恐れがあります

※駐車用ストッパをかけない状態で車体を折りたたんでも自立する、出来る限り水平な場所での保管をお勧めします

お疲れ様でした

※点検が終了して異常が見当たらない車体も長時間使用しない場合は定期的に点検作業を行ってください

No.2021.01