

S字クオッドケイン四点式 メンテナンスチェックリスト

購入年月日	年	月	日		No.2018.08
ロッドNo.	メンテナンス実施者				
1. 本体システムの点検 [メンテナンスガイドP.1]	必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /	
	①取扱説明書の有無	弊社ホームページよりダウンロード	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	②上管に傷、破損がない	本体システム C30001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	③上管の各調節穴に破損、拡張がない	本体システム C30001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④下管に傷、破損がない	本体システム C30002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 附属パーツシステムの点検 [メンテナンスガイドP.2]	①止めネジの有無、破損がない	附属パーツシステム C30003	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	②止めネジリングの有無	附属パーツシステム C30004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	③ゴムキャップの有無、片寄った擦り減りがない (4ヶ所)	附属パーツシステム C30005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	④グリップの有無、摩耗、破れがない	附属パーツシステム C30006	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	⑤着脱式ストラップの有無、破損がない	附属パーツシステム C30007	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	⑥ストラップ受け (グリップ部エンドキャップ) の有無	附属パーツシステム C30008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	⑦下管上部パイプキャップの有無	附属パーツシステム C30009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	⑧下管下部パイプキャップの有無	附属パーツシステム C30010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	⑨下管カバーの有無	附属パーツシステム C30011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 性能点検 [メンテナンスガイドP.3]	①平面に置いたとき、4本の脚のゴムキャップが平面にすべて接地している	本体システム・附属パーツシステム C30002 C30005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	②平面に置いたとき、平面に対して支柱が垂直になっている	本体システム C30002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	③調節ピンのスプリングの弾力がある	本体システム C30002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	④上管を180°回転させたとき、調節穴に調節ピンが入る	本体システム C30002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	⑤各調節穴に調節ピンがスムーズに入る	本体システム C30001 C30002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	⑥止めネジを確実に締めることができる	本体システム・附属パーツシステム C30002 C30003	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	⑦着脱式ストラップを外したりはめたりすることができる	附属パーツシステム C30007	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	⑧上管のストラップ受け (グリップ部エンドキャップ) が簡単に外れない	附属パーツシステム C30008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>