

カーボン四点可動式スモールタイプ[®] メンテナンスチェックリスト

購入年月日	年	月	日		No.2018.08
ロッドNo.	メンテナンス実施者				
1. 本体システムの点検 [メンテナンスガイドP.1]	必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /	
	①取扱説明書の有無	弊社ホームページ よりダウンロード	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	②上管に傷、破損がない（布などで擦って傷がないか確認）	本体系統 C60001 C60002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	③上管の各調節穴に破損、拡張がない	本体系統 C60001 C60002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	④下管に傷、破損がない（布などで擦って傷がないか確認）	本体系統 C60003 C60004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 附属パーツシステムの点検 [メンテナンスガイド P.2]	①止めネジの有無、破損がない	附属パーツ系統 C60005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	②ゴムキャップの有無、片寄った擦り減りがない（4ヶ所）	附属パーツ系統 C60006	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	③グリップカバーの有無、摩耗、破れがない	附属パーツ系統 C60007	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	④下管上部パイプキャップの有無	附属パーツ系統 C60008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	⑤可動部カバーの有無、摩耗、破れがない	附属パーツ系統 C60009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	⑥上管附属ネジ（樹脂）の有無、傷や破損がない	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3. 性能点検 [メンテナンスガイドP.3]	①平面に置いたとき、4本の脚のゴムキャップが平面にすべて接地している	本体系統・附属パーツ系統 C60003 C60004 C60006	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②平面に置いたとき、平面に対して支柱が垂直になっている		本体系統 C60003 C60004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③調節ピンのスプリングの弾力がある		本体系統 C60003 C60004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④上管を180°回転させたとき、調節穴に調節ピンが入る		本体系統 C60003 C60004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤各調節穴に調節ピンがスムーズに入る		本体系統 C60001 C60002 C60003 C60004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥止めネジを確実に締めることができる		本体系統・附属パーツ系統 C60001 C60002 C60005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑦可動部樹脂に破損がない		本体系統 C60003 C60004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑧ベースとグリップの方向が正しい方向を向いている		本体系統 C60003 C60004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>