

カーボン四点式フラットグリップ® メンテナンスチェックリスト

購入年月日	年	月	日		No.2019.11
ロッドNo.	メンテナンス実施者				
1. 本体システムの点検 [メンテナンスガイドP.1]	必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /	
	①取扱説明書の有無	弊社ホームページよりダウンロード	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	②上管に傷、破損がない（布などで擦って傷がないか確認）	本体系統 C80001 C80002 C80003	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	③上管の各調節穴に破損、拡張がない	本体系統 C80001 C80002 C80003	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	④下管に傷や破損がない（布などで擦って傷がないか確認）	本体系統 C80004 C80009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 附属パーツシステムの点検 [メンテナンスガイドP.2]	①止めネジの有無、破損がない	附属パーツ系統 C80005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	②ゴムキャップの有無、片寄った擦り減りがない 4ヶ所	附属パーツ系統 C80006	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	③グリップカバーの有無、摩耗、破れがない	附属パーツ系統 C80007	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	④下管上部パイプキャップの有無	附属パーツ系統 C80008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	⑤上管附属ネジ（樹脂）の有無、傷や破損がない	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 性能点検 [メンテナンスガイドP.3]	①平面に置いたとき、4本の脚のゴムキャップが平面にすべて接地している	本体系統・附属パーツ系統 C80004 C80009 C80006	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	②平面に置いたとき、平面に対して支柱が垂直になっている	本体系統 C80004 C80009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	③調節ピンのスプリングの弾力がある	本体系統 C80004 C80009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	④上管を180°回転させたとき、調節穴に調節ピンが入る	本体系統 C80004 C80009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	⑤各調節穴に調節ピンがスムーズに入る	本体系統 C80001 C80002 C80003 C80004 C80009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	⑥止めネジを確実に締めることができる	本体系統・附属パーツ系統 C80001 C80002 C80005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>