

## クオッドケインおしゃれ四点式 メンテナンスチェックリスト

購入年月日	年	月	日		No.2021.11
ロットNo.	メンテナンス実施者				
<b>1. 本体システムの点検</b> [メンテナンスガイドP.1]	必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /	
①取扱説明書の有無	弊社ホームページよりダウンロード 本体システム	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
②上管に傷、破損がない	C20001 C20002 C20003 本体システム	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
③上管の各調節穴に破損、拡張がない	C20001 C20002 C20003 本体システム	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
④下管に傷、破損がない	本体システム C20004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>2. 附属パーツシステムの点検</b> [メンテナンスガイドP.2]					
①止めネジの有無、破損がない	附属パーツシステム C20013 C20014 C20015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
②止めネジリングの有無	附属パーツシステム C20006	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
③ゴムキャップの有無、片寄った擦り減りがない (4ヶ所)	附属パーツシステム C20007	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
④グリップの有無、摩耗、破損がない	附属パーツシステム C20008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑤着脱式ストラップの有無、破損がない	附属パーツシステム C20009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑥ストラップ受け (グリップ部エンドキャップ) の有無	附属パーツシステム C20010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑦下管上部パイプキャップの有無	附属パーツシステム C20011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑧下管下部パイプキャップの有無	附属パーツシステム C20012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑨下管カバーの有無	附属パーツシステム C20016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>3. 性能点検</b> [メンテナンスガイドP.3]					
①平面に置いたとき、4本の脚のゴムキャップが平面にすべて接地している	本体システム・附属パーツシステム C20004 C20007	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
②平面に置いたとき、平面に対して支柱が垂直になっている	本体システム C20004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
③調節ピンのスプリングの弾力がある	本体システム C20004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
④上管を180°回転させたとき、調節穴に調節ピンが入る	本体システム C20004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑤各調節穴に調節ピンがスムーズに入る	本体システム C20001 C20002 C20003 C20004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑥止めネジを確実に締めることができる	本体システム・附属パーツシステム C20001 C20002 C20003 C20013 C20014 C20015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑦着脱式ストラップを外したりはめたりすることができる	附属パーツシステム C20009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑧上管のストラップ受け (グリップ部エンドキャップ) が簡単に外れない	附属パーツシステム C20010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	